

UNIVERSITÄTSKLINIKUM LEIPZIG AÖR

**Institut für Laboratoriumsmedizin,
Klinische Chemie und Molekulare Diagnostik**
Direktor: Prof. Dr. med. Berend Isermann

Paul-List-Straße 13/ 15 Tel. +49-341-97 22200
04103 Leipzig Fax +49-341-97 22209
berend.isermann@medizin.uni-leipzig.de

22.11.2022

Laborrundschreiben an die Einsender des ILM

Betreff: pH-Wert-Bestimmung im Pleura-Punktat

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Für den Parameter *pH-Wert im Pleura-Punktat* ist ab dem 7.12.2022 die Einsendung einer Blutgasspritze erforderlich. Bitte verwenden sie die in Abb.1a abgebildete Blutgasspritze mit dem zugehörigen TIPCAP-Verschluss, um ein Auslaufen des Punktates und Luftkontakt zu vermeiden. Sie können diese unter folgender Artikelnummer beziehen:

Artikel	Artikel-Nr. Firma	Artikel-Nr. Consens
Probennehmer QS 50 von Radiometer	21HP-0203000003	60010125



Abb.1a: Radiometer Blutgasspritze



Abb.1b: TIPCAP-Verschluss

Die Anforderung für *pH-Wert im Pleura-Punktat* erfolgt im LIC über die Anforderungskarte 008_Sondermaterial (siehe Abb.2). Sie erhalten einen **separaten Barcode** mit Material-ID 419 pH-Pleura.

Die **Bestimmung des pH-Wertes im Aszites wird ab 7.12.2022 eingestellt**, da es sich gemäß IVDR um eine inhouse-IVD Methode handelt, für die es laut aktueller Leitlinien keine Indikation gibt. Eine Rücksprache zur Indikation/ Zweckbestimmung für pH-Wert im Ascites erfolgte mit den einsendenden Kliniken.

