

Screeningzentrum Sachsen



Screeninglabor Dresden

D00001D

Screeninglabor
Universitätsklinikum Dresden
Postfach 160252
01288 Dresden

Hausanschrift: Fetscherstr. 74, 01307 Dresden
Telefon: 0351 - 4585230

Abrechnung privat

Datum und Unterschrift der Mutter

Keine Einwilligung für:

- Neugeborenencreening
- Mukoviszidosescreening
- Befundmitteilung Mukoviszidosescreening
- Adressenübermittlung für Hörcreening

**Leitfaden zur Blutentnahme
(Kapillar- oder Venenblut,
kein EDTA-Blut)**

- Zur Durchblutungssteigerung Fuß evtl. 5 min in ein feuchtes, 40 - 42 °C warmes Tuch einwickeln
- Fersenhaut desinfizieren, sorgfältig trocknen
- Ferse zwischen Daumen und Zeigefinger fixieren (Mittel-, Ring- und Kleinfinger über den Fußrücken legen)
- Einstich am inneren oder äußeren Fersenrand; Einstichtiefe 2,4 mm (bei Frühgeborenen 1,9 mm) nicht überschreiten (Sicherheitslanzetten, Verletzungsgefahr des Fersenknochens)
- Ersten Blutstropfen abwischen, danach Kreise auf dem Filterpapier nur(!) von einer Seite vollständig durchtränken, so dass sie auch auf der Rückseite **vollständig** ausgefüllt sind.
- Blutstropfen 2 - 4 Std. bei Zimmertemperatur (nicht auf Heizung oder durch Sonnenlicht) eintrocknen lassen. Am gleichen Tag abschicken.
- **Karten nicht über mehrere Tage sammeln!!**



Hörscreening:

Der Versand der Blutprobe darf durch das Hörscreening nicht verzögert werden! ABR oder OAE; ab der 24. Lebensstunde möglich.

LOT L-xxxxxxx

IVD  ID Biological

